



Para uma vida melhor.



ecodis sensitive

Líquido Desinfectante
para mãos e superfícies
laváveis

Sem Álcool ou Surfactantes

ecodis sensitive

DESINFECÇÃO



- ✓ Atua em 30 Segundos
- ✓ Sem Odores
- ✓ Dermatologicamente Testado



Produzido na Alemanha

Fabricado na Alemanha



é uma marca



Rua Parque Industrial da Barca, nº764
4795-096 Aves, Santo Tirso
Portugal



+351 252 820 210



+351 252 820 219



www.higibox.pt



marketing@higibox.pt

ecodis sensitive

Desinfetante Líquido



O Ecodis é utilizado para desinfecção de todas as superfícies laváveis. O produto é suave para a pele e atua em 30 segundos.

Características do produto:

A combinação ionizada dos ingredientes activos do Ecodis sensitive contribui para a sua proteção contra vírus, bactérias e fungos. Não contém álcool, conservantes, surfactantes, cores ou fragâncias. Não contém nanomateriais. Com o aplicação, o Ecodis liberta uma ligeira fragância num pequeno período de tempo. O laboratório Dermatest GmbH testou, aprovando como "muito bom" para a pele.

Nota:

Utilize produtos biocidas com cuidado. Leia sempre a etiqueta e a informação do produto. Mantenha o produto longe o alcance das crianças. Atenção! Não utilize em conjunto com outros produtos que emitam gases perigosos (cloro). Evite cheirar o vapor. Não adequado para higiene pessoal. Procure apoio médico se existir alguma irritação. Não ingira. Armazene num local fresco e protegido de raios UV. Utilize no espaço de 6 meses após a abertura.

Vantagens:

- Elimina 99.999% das bactérias, fungos e vírus
- Fácil de usar
- Sem álcool
- Sem surfactantes
- Sem fragâncias
- Sem conservantes
- Suave para as superfícies
- Passou teste dermatológico da Dermatest GmbH com "muito bom"

Registo / certificação:

- Registo BAuA: PT 1, PT 2, PT 3, PT 4, PT 5, PT 11, PT 12
- Registado na lista de desinfetantes IHO
- Testado de acordo com as normas Europeias:
 - Levurocidas: EN 1650, EN 13697
 - Bactericidas: EN 1276, EN 13697
 - Legioniella: EN 13623
 - Virucidal: EN 14476

Utilização:

Pulverize o Ecodis sensitive nas superfícies limpas, objectos, ou mobiliário até que estes estejam completamente húmidos. Deixe o Ecodis atuar pelo menos durante 30 segundos para eliminar vírus e bactérias. Depois limpe-o. Deixe atuar por 15 minutos para um efeito máximo. Antes de utilizar, confirme a compatibilidade do material e se alterar a cor, especialmente no caso do mármore, pedra natural, couro ou tecidos, numa área imperceptível.



Aparência:	Líquido transparente	
Hipoclorito de Sódio:	0,05	[g/100g]
Cloreto de Sódio:	0,2	[g/100g]
Dióxido de Cloro:	0,005	[g/100g]
Contacte a Higibox para mais informações.		

DESINFECÇÃO

Produto	Volume	Número de Artigo
Ecodis sensitive Spray	250ml Spray	49600501
ecodis sensitive Desinfecção	Garrafa 1 Litro	49600504
ecodis sensitive Desinfecção	Recipiente 5 Litros	49600505
ecodis sensitive Desinfecção	Recipiente 10 Litros	49600506
ecodis sensitive Desinfecção	Recipiente 20 Litros	49600507
ecodis sensitive Desinfecção	Recipiente 1000 Litros	Encomenda



Rua Parque Industrial da Barca, nº764
4795-096 Aves, Santo Tirso
Portugal

+351 252 820 210 +351 252 820 219

www.higibox.pt marketing@higibox.pt